車椅子清掃のポイント

【クッション等の清掃】

- クッションや座席部分は布製なので乾いた 雑巾などで汚れを落とす。雑巾に水分を 含ませると、輸送中にカビとなる。水分は 使わないこと。
- カビがある場合は、「カビ取りスプレー」を 噴霧して取り切る クッション



【ベルトの等の清掃】

- ベルトのマジックテープの部分は、カビや糸くずがついていることが多い。 それらを取るには、大きめの金ブラシを使ってこすってきれいにする。 一度だけではなく縦方向、横方向に何度も繰り返すとカビや糸くずを きれいにとることができる。
- カビがある場合は、「カビ取りスプレー」を噴霧して取り切る

【金属部の清掃】

- ・塗装がされている金属部分には金ブラシを使用しない。濡れた雑巾等で 汚れを落とす。ここは水分を使ってもよい。
- ・塗装がない金属部分は金ブラシを使用して錆を落とす。丁寧に錆を落とすと きれいな新品状態になる。

【後輪の清掃】

HUB.

- リムとスポークは濡れた雑巾で汚れを落とす。
- 傷ができてしまうので、ここには金ブラシは 使わない。
- 後輪の車軸(ハブ)は細い金ブラシを使用してごみと 錆を落とす。

カバーがついている場合は、少し力を要するが外す ことができる。カバーを外すことできれいに錆やごみを 落とすことができる。ここも丁寧に磨くときれいな 新品状態になる。 カバーは外す



【前輪の清掃】

- 前輪の車軸に絡みついた毛髪は丁寧に取る。
- 車輪全体を濡れ雑巾できれいにする





Points of wheelchair cleaning

[Cleaning cushions]

- The cushions and seats are made of cloth, so remove dirt with a dry rag. If moisture is left in the cloth, it will become moldy during transportation. Take care not to use a damp rag.
- If there is any mold, use the mold removing spray and remove it completely.

cushions



(Cleaning belts)

- Most of Velcro on the belt has mold or waste thread and they can be removed with a large-sized iron brush. Use the brush vertically and horizontally several times until the Velcro becomes clean.
- If there is any mold, use the mold removing spray and remove it completely.

(Cleaning metal parts)

- Use a damp rag for coated metal parts and wipe off dirt. Take care not to use an iron brush, as it will remove coating.
- Use an iron brush for non-coated metal parts and remove stain and dirt. They will become as good as new.

(Cleaning main wheels)

Rim and spoke

- Use a damp rag for rim and spoke for cleaning.
- Do not use an iron brush, as it will scratch them.



- Use a thin iron brush to remove stain and dirt on the hub of the main wheel.
- You can remove a cover, if the wheel has one, with a bit of strength and it will make it easier to clean the wheel closely.



Wheel cover

(Cleaning front wheels)

- Remove hairs tangled around the axle closely.
- Clean the entire wheel with a damp rag.

